

Das IRONMAN-Spray von EROpharm lässt dich deinen Mann stehen und sorgt für ein langanhaltendes Vergnügen beim Liebespiel.

Dieses Pflegespray erhöht die Geschmeidigkeit des Penis und kann das Liebespiel verlängern und das Erlebnis intensivieren. IRONMAN wurde speziell dafür entwickelt, dass du zukünftig den Höhepunkt gemeinsam mit deinem Partner erleben kannst.

Art des Präparates: Kosmetikum

Darreichungsform und Packungsgröße:  
30 ml Pumpspray

**Anwendung: Vor Gebrauch schütteln.** Vor dem Geschlechtsverkehr **vollflächig auf – und bei zurückgezogener Vorhaut zusätzlich unterhalb – der Eichel aufsprühen** (ca. 3 Sprühstöße). **Für die max. Wirkung gründlich einmassieren und einwirken lassen.** Danach ggf. ein Gleitgel, z. B. AQUAglide, verwenden. IRONMAN sollte vor dem Geschlechtsverkehr vollständig eingezogen sein. Für Kinder unzugänglich aufbewahren, nicht auf offene Wunden sprühen, Augenkontakt vermeiden.

**Ingredients:** Propylene Glycol, Alcohol denat., Laureth-9, Aqua, Panax Ginseng Root Extract, Bambusa Vulgaris Shoot Extract, Parfum, Limonene, Citral, Menthyl Lactate, Mentha Haplocalix Extract

**Haltbarkeit:** Nach dem Öffnen bitte innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Kühl und trocken lagern.

# IRONMAN

PERFORMANCE SPRAY - FEEL THE CONTROL

تاریخ انقضاء: اسپری تا ۶ ماه پس از باز شدن بسته قابل استفاده است. در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

ⓀD 아이러맨 스프레이는 사랑을 나눌 시 오랫동안 즐거움을 느낄 수 있도록 도와줍니다. 음경을 매끄럽게 해주어 사랑을 더 오래, 그리고 강렬하게 나눌 수 있도록 해줍니다.

품종: 화장품

유형과 용량: 30ml 스프레이

사용법: 사용 전 흔들어 주십시오. 성교시 음경 끝부분 전체, 그리고 음경 포피를 아래로 당겼을 시 피부를 전체적으로 뿌려주십시오. (약 3번) 최대한의 효과를 위해서는 부드럽게 마사지한 후 몇 분간 기다려주십시오. 그후에는 필요시 AQUAglide와 같은 러브젤을 사용해 주십시오. 아이러맨은 성교 전 완전히 흡수된 상태여야 합니다. 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 또한 상처부위에는 사용하지 말아 주십시오. 눈에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

유통기한: 개봉 후 약 6개월. 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

под головку. Для достижения максимального эффекта, тщательно массируйте и дайте эффект. При необходимости используйте смазочный гель, например, AQUAglide. ИРОНМАН должен быть полностью поглощен перед половым актом. Хранить в недоступном для детей месте, не распылять на открытые раны, избегать попадания в глаза.

**Срок годности:** Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия. Хранить в прохладном и сухом месте.

ⓂE يمنحك بخاخ أيورن مان مزيدا من المتعة لفترة أطول أثناء العلاقة الحميمة.

بخاخ ممتد المفعول مختبر طبيًا.  
نوع المستحضر: تجميلي  
شكل وحجم العبوة: مضخة بخاخ ٣٠ مل

طريقة الإستعمال:

يرج حيداً قبل الإستخدام ويرش على السطح بالكامل ٣ مرات ويوصى بالتدليك بالكامل والإنتظار قليلاً حتى يبدأ مفعوله، كما يمكن استخدام الكوا جلايد مزلق إذا لزم الأمر

تنبيهات:

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- عدم الرش على الصروح المفتوحة.
- تجنب ملامسة العين.
- يحفظ في مكان بارد وجاف.

فترة الصلاحية: يستدك خلال ٦ اشهر من تاريخ فتح العبوة.

ⓂA نوع دارو: آرایشی-زیبایی

فرد دارویی و اندازه بسته:

اسپری ٣٠ میلی لیتری

**مورد مصرف:** قبل از مصرف خوب تکان دهید. قبل از آمیزش، تمام سطح آلت تناسلی -به اضافه حشفه- و زیر آلت را (حدود ٣ پاف) به اسپری آغشته کنید. برای حصول بهترین نتیجه، پس از مصرف اسپری آلت را خوب ماساژ دهید و صبر کنید تا اثر کند. سپس در صورت لزوم از یک ژل روان کننده مثل AQUAglide استفاده کنید. IRONMAN باید قبل از آمیزش کاملاً جذب شود. اسپری را دور از دسترس اطفال نگهدارید، بر روی زخم های باز استعمال نکنید و از تماس آن با چشم خودداری نمایید.

Informationen zur EROpharm-Produktfamilie finden Sie im Internet unter:

More information about the EROpharm product family can be found online at:

[www.EROpharm.de](http://www.EROpharm.de)

**(EN)** The **IRONMAN** spray provides a long lasting pleasure during love play. It increases the suppleness of the penis, can prolong the love play and intensify the experience.

**Product type:** Cosmetic

**Presentation and package size:** 30 ml pump spray

**Use:** Shake before use. Before sexual intercourse, spray onto the entire surface of the glans (approx. 3 spray strokes) and, if the foreskin is retracted, additionally below the glans. For maximum effect, massage in thoroughly and allow to take effect. Then use a lubricating gel, e.g. AQUAGlide, if necessary. **IRONMAN** should be completely absorbed before sexual intercourse. Keep out of the reach of children, do not spray on open wounds, avoid eye contact.

**Shelf life:** Use within 6 months after opening. Store in a cool and dry place.

**(ES)** El spray **IRONMAN** proporciona un placer duradero durante el juego amoroso. Aumenta la flexibilidad del pene, puede prolongar el juego amoroso e intensificar la experiencia.

**Tipo de preparación:** Cosmética

**Forma de presentación y tamaño del envase:** 30 ml rocián

**Aplicación:** Agitar antes de usar. Antes de la relación sexual, pulverizar sobre toda la superficie del glande (aprox. 3 pulverizaciones) y, si el prepucio está retraído, adicionalmente por debajo del glande. Para un efecto máximo, masajear a fondo y dejar actuar. A continuación, utilice un gel lubricante, p. ej. AQUAGlide, si es necesario. **IRONMAN** debe ser completamente absorbido antes de la relación sexual. Mantener fuera del alcance de los niños, no rociar sobre heridas abiertas, evitar el contacto con los ojos.

**Conservación mínima:** Usar dentro de los 6 meses siguientes a la apertura. Conservar en un lugar fresco y seco.

**(NL)** De **IRONMAN** spray zorgt voor een langdurig plezier tijdens het liefdesspel. Het verhoogt de soepelheid van de penis, kan het liefdesspel verlengen en de ervaring intensiveren.

**Soort bereiding:** Cosmetisch

**Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte:** 30 ml pompverstuiver

**Toepassing:** Schudden voor gebruik. Voor de geslachtsgemeenschap over het gehele oppervlak van de eikel spuiten

(ca. 3 spuitbewegingen) en, als de voorhuid is ingeschoven, extra onder de eikel. Voor een maximaal effect, grondig inmasseren en laten inwerken. Gebruik dan een smeergel, bijv. AQUAGlide, indien nodig. **IRONMAN** moet volledig worden geabsorbeerd voor de geslachtsgemeenschap. Buiten het bereik van kinderen houden, niet op open wonden spuiten, oogcontact vermijden.

**Houdbaarheid:** Gebruik binnen 6 maanden na opening. Koel en droog bewaren.

**(HU)** Az **IRONMAN** spray hosszú élettartamot biztosít a szerelemjáték során. Ez növeli a pénisz rugalmasságát, meghosszabbíthatja a szeretetet és fokozhatja a tapasztalatot.

**A készítmény típusa:** Kozmetikai

**Adagolási forma és csomagolási méret:** 30 ml-es szivattyú spray

**Alkalmazás:** Használat előtt rázza fel. A nemi közösülés előtt permetezzen a glans teljes felületére (kb. 3 permetezési ütés), és ha a fityma visszahúzódik, akkor még a glans alatt. A maximális hatás érdekében a masszázst alaposan meg kell engedni, és hagyja, hogy hatásos legyen. Ezután használjon kenőgélt, pl. AQUAGlide, ha szükséges. Az **IRONMAN**-t teljesen fel kell szívni a nemi közösülés előtt. Gyermekektől elzárva tartandó, ne permetezzen nyílt sebekre, kerülje a szemkontaktust.

**Felhasználhatósági időtartam:** A kinyitást követő 6 hónapon belül használja. Tárolja hűvös és száraz helyen.

**(IT)** Lo spray **IRONMAN** offre un piacere duraturo durante il gioco d’amore. Aumenta l’elasticità del pene, può prolungare il gioco d’amore e intensificare l’esperienza.

**Tipo di preparazione:** Cosmetico

**Forma farmaceutica e tipo di confezione:** 30 ml a pompa spray

**Utilizzo:** Agitare prima dell’uso. Prima del rapporto sessuale, spruzzare su tutta la superficie del glande (circa 3 spruzzi) e, se il prepuzio è retratto, anche sotto il glande. Per ottenere il massimo effetto, massaggiare a fondo e lasciate agire. Utilizzare quindi un gel lubrificante, ad esempio AQUAGlide, se necessario. **IRONMAN** deve essere completamente assorbito prima del rapporto sessuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini, non spruzzare su ferite aperte, evitare il contatto visivo.

**Durata:** Utilizzare entro 6 mesi dall’apertura. Conservare in luogo fresco e asciutto.

**(DA)** **IRONMAN** spray giver en langvarig glæde under kærlighedsspil. Det øger penis smidighed, kan forlænge kærlighedsspillet og intensivere oplevelsen.

**Forberedelsestype:** Kosmetisk

**Doseringsform og pakningsstørrelse:** 30 ml pumpespray

**Anvendelse:** Ryst før brug. Før samleje sprøjtes på hele overfladen af glans (ca. 3 sprøjteslag), og hvis forhuden trækkes tilbage, desuden under glans. For maksimal effekt skal du massere grundigt og tillade effekt. Brug derefter en smøregel, f.eks. AQUAGlide, hvis det er nødvendigt. **IRONMAN** bør absorberes fuldstændigt før samleje. Opbevares utilgængeligt for børn. Sprøjt ikke på åbne sår, undgå øjenkontakt.

**Holdbarhed:** Brug inden 6 måneder efter åbning. Opbevarer på et køligt og tørt sted.

**(PL)** **IRONMAN** spray zapewnia długotrwałą przyjemność podczas zabawy miłosnej. Zwiększa elastyczność penisa, może wydłużyć zabawę miłosną i zintensyfikować przeżycia.

**Rodzaj przygotowania:** Kosmetyka

**Forma aplikacji i wielkość opakowania:** 30 ml rozpylonej pompy

**Zastosowanie:** Wstrząsnąć przed użyciem. Przed stosunkiem płciowym spryskać całą powierzchnię żołądzi (ok. 3 pociągnięcia sprayem), a jeśli skóra przednia zostanie wciągnięta, dodatkowo poniżej żołądzi. Aby uzyskać maksymalny efekt, należy dokładnie wmasować i pozwolić na uzyskanie efektu. Następnie w razie potrzeby użyć żelu nawilżającego, np. AQUAGlide. **IRONMAN** powinien być całkowicie wchłonięty przed stosunkiem płciowym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie rozpylać na otwarte rany, unikać kontaktu wzrokowego.

**Okres trwałości:** Stosować w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

**(TR)** **IRONMAN** spreyi, aşk oyunları sırasında uzun süreli bir zevk sağlar. Penisin esnekliğini artırır, aşk oyununu uzatabilir ve deneyimi yoğunlaştırabilir.

**Hazırlık tipi:** Kozmetik

**Dozaj şekli ve ambalaj büyüklüğü:** 30 ml pompa spreyi

**Uygulama:** Kullanmadan önce çalkalayınız. Cinsel ilişkiden önce, glansın tüm yüzeyine püskürtün (yaklaşık 3 püskürtme darbesi) ve eğer sünnet derisi geri çekilirse, ayrıca glansın

altına çekilir. Maksimum etki için iyice masaj yapın ve etki-li olmasına izin verin. Sonra bir yağlama jeli kullanın, örn. AQUAGlide, gerekirse. **IRONMAN** cinsel ilişkiden önce tamamen absorbe edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun, açık yaralara püskürtmeyin, gözle temasından kaçının.

**Raf ömrü:** Açtıktan sonraki 6 ay içerisinde kullanın. Soğuk ve kuru ortamda saklayınız.

**(GR)** Το σπρέι **IRONMAN** παρέχει μια μακρόχρονη απόλαυση κατά τη διάρκεια της αγάτης. Αυξάνει την ευκαμψία του πέους, μπορεί να παρατείνει το παιχνίδι αγάτης και να εντείνει την εμπειρία.

**Τύπος παρασκευάσματος:** Καλλυντικά

**Δοσολογία και μέγεθος συσκευασίας:** 30 ml ψεκασμός αντλίας

**Εφαρμογή:** Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Πριν από τη σεξουαλική επαφή, ψεκάστε σε ολόκληρη την επιφάνεια της γλωσσίδας (περίπου 3 διαδρομές ψεκασμού) και, εάν η ακροποσθία ανασυρθεί, επιπλέον κάτω από το βλεννογόνο. Για μέγιστο αποτέλεσμα, μασάζ σε βάθος και επιτρέψτε να τειθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια γέλη λίπανσης, π.χ. AQUAGlide, εάν είναι απαραίτητο. Το **IRONMAN** πρέπει να απορροφάται πλήρως πριν από τη σεξουαλική επαφή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, μην ψεκάζετε σε ανοιχτά τραύματα, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

**Διάρκεια ζωής:** Χρησιμοποιήστε μέσα σε 6 μήνες μετά το άνοιγμα. Αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

**(RU)** Спрей **IRONMAN** обеспечивает длительное удовольствие во время игры в любовь. Это повышает эластичность пениса, может продлить любовную игру и усилить ощущения.

**Тип подготовки:** Косметика

**Дозировочная форма и размер упаковки:** 30 мл насоса распыления

**Применение:** Перед использованием встряхните. Перед половым актом распылить средство на всю поверхность головки (ок. 3 ударов распылением) и, если крайняя плоть втянута, дополнительно